

nordiska⁺



Das zukunftsweisende Konzept
für ambulante OPs

LX40 – Patiententransporter und OP-Tisch als ein System



Mehr und mehr geht der Trend hin zur Verkürzung der Patientenverweildauer im Krankenhaus. Bereits heute werden viele Operationen, die früher mit stationärem Aufenthalt verbunden waren, ambulant durchgeführt. In Großbritannien zum Beispiel beträgt der Anteil ambulanter OPs bereits mehr als 50%.

Das setzt allerdings neue Konzepte voraus, die sich auch in der op-technischen Einrichtung widerspiegeln.

LX 40 wurde speziell dafür konzipiert, dieses Ziel zu erreichen: die Kombination von Patiententransportliege und vollwertigem Operationstisch in einem System.

Die Vorteile:

- Kein lästiges und kraftraubendes Umbetten des Patienten während des gesamten Aufenthalts
- Problemloser, einfacher Transport sitzender oder liegender Patienten durch die bewährte Einhand-Leichtlaufkonstruktion
- Durch vielfältige Verstellmöglichkeiten und allseitig optimale Zugänglichkeit für nahezu alle OPs geeignet
- Patiententragfähigkeit bis zu 250 kg
- Hohe Kosteneinsparung durch die Reduzierung auf ein kombiniertes Transport- und OP-Tischsystem



Die einzigartige Verstellmöglichkeit des Oberteils gestattet die 100-prozentige "C"-Arm Zugänglichkeit.



Patientenauflage mit Kopfteil für bessere Zugänglichkeit. Speziell angepasste Kopfkalotte für die Ophthalmoskopie.



Zum Fußende verschiebbare Patientenauflage. Fußteil entfernbar.



Fußteil entfernbar. Eine optionale Arthroskopie-Rückenlehne kann angebracht werden.



Abnehmbares Kopfteil



Ultraleichtes, abnehmbares Fußteil



+/- 12° laterale Verstellmöglichkeit

nordiska 

Carl-Zeiss-Strasse 6 · D-51674 Wiehl
Telefon +49(0)2261/9891-0
Freecall 0800 88 35 000
Telefax +49(0)2261/9891-111
www.nordiska.de
info@nordiska.de